



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna MPW MPW-350R (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 870 W,
- **Wirówka MPW-350R** znajdują zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych oraz do przemysłu spożywczego,
- Cechy MPW-350R:
 - Mikroprocesorowe sterowanie,
 - Wybór 99 programów pamięci,
 - Wybór 10 krzywych rozpędzania i hamowania,
 - Automatyczna identyfikacja wirników,
 - System identyfikacji błędów,
 - Rejestracja parametrów pracy - RS 232 (opcja),
 - Ekologiczny i wydajny układ chłodzenia,
 - Możliwość wstępnego schładzania,
 - Zgodność produktów z międzynarodowymi warunkami bezpieczeństwa,
- Specyfikacja techniczna:
 - Zakres obrotów: 300 - 15000 / rpm,
 - Czas wirowania: 0 - 99 min,
 - Zakres regulacji temperatury: -10 / + 40 °C,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Brak rotora w zestawie - możliwość doposażenia wirówki w rotor oraz wybrane akcesoria (kielichy/adaptery/próbowki) za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 41 x 64 x 37 cm,
- Waga: 59 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

