



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica HITACHI UST-9124 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zastosowanie: Obszary położnicze i ginekologiczne,
 - Częstotliwość: 3.0 - 8.5 MHz,
 - Pole widzenia: 180°,
 - Długość przewodu: 2.5 m,
 - Kompatybilna z: SSD-4000, SSD-3500, SSD-1000, ProSound 6, ProSound α 6, F37, F31,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary całego osprzętu: 50 x 30 x 10 cm,
- Waga całkowita: 3 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

