



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Polomierz RODENSTOCK (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Polomierz w pełni manualny, cały mechanizm oparty na funkcjach mechanicznych,
- Specyfikacja techniczna:
  - Pole widzenia: 90°,
  - 5 wbudowanych filtrów światła:
    - Zielony,
    - Niebieski,
    - Czerwony,
    - Żółty,
    - Biały,
  - 5 rodzajów wielkości źródła światła,
  - 4 stopniowa regulacja ostrości światła,
  - Manualna regulacja przesuwania podbródka na boki w zakresie: 10 cm,
  - Manualna regulacja wysokości podbródka w zakresie: 5 cm,
  - Manualna regulacja wysokości stolika operatora w zakresie: 70/90 cm,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przycisk pacjenta,
- Wymiary całkowite: 60 x 55 x 140 cm,
- Waga: 65 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

