



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny FAMED ŻYWIEC SU-04 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12V 12 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- 5 - segmentowy,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- Stół operacyjny **FAMED ŻYWIEC SU-04** przeznaczony do przeprowadzania zabiegów i operacji w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, urologii, ginekologii, proktologii, laryngologii, okulistyki, endoskopii, laparoskopii, chirurgii urazowej, onkologicznej, stomatologicznej, plastycznej i innych.
- **Elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego:**
 - Wysokości w zakresie: 79 - 104 cm,
 - Pozycja Trendelenburga: 25°,
 - Pozycja Anty-Trendelenburga: 25°,
 - Przechył boczny w zakresie: 20°,
 - Pozycja „0”
- **Elektryczna regulacja za pomocą wbudowanego panelu bocznego:**
 - Wysokości w zakresie: 79 - 104 cm,
 - Pozycja Trendelenburga: 25°,
 - Pozycja Anty-Trendelenburga: 25°,
 - Przechył boczny w zakresie: 20°,
 - Pozycja „0”
- **Manualna regulacja:**
 - Wypiętrzenie nerkowe (ławeczka nerkowa) za pomocą korby w zakresie 16 cm,
 - Płynna regulacja oparcia w zakresie: -40° do +70°,
 - Płynna regulacja zagłówka w zakresie: -20° do +50°,
 - Podnóżki dzielone odwodzone na boki z płynną regulacją w zakresie: -90° do +90°,
 - Kąt rozchylenia podnóżków: 180°,
 - Przesuw wzdłużny blatu mechaniczny w zakresie 25 cm,
- **Manualna regulacja za pomocą przełącznika nożnego połączonego z pedałem nożnym:**
 - Wysokości w zakresie: 79 - 104 cm,
 - Pozycja Trendelenburga: 25°,
 - Pozycja Anty-Trendelenburga: 25°,
 - Przechył boczny w zakresie: 20°,
- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- Przystosowany do ramienia C,
- Posiada przezierność X-RAY,
- Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Mobilny z hamulcem centralnym,
- Błat stołu jest zdejmowany przystosowany do transportu za pomocą dedykowanego wózka co umożliwia przewożenie chorego zarówno do sali operacyjnej jak i pooperacyjnej na blacie osadzonym na wózku transportowym (**brak wózka w zestawie**).
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
 - Leża: 200 x 50 cm,
 - Ogólne: 203 x 56 x 79/104 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 kg,
- Waga: 265 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

