



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko szpitalne (OIOM) PROMA REHA VISION (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji czeskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V 2.9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 350 W,
- **Materac z atestem medycznym w kolorze kremowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Łóżko PROMA REHA VISION** przeznaczone są do ponad standardowej opieki medycznej, zwłaszcza do oddziałów ratunkowych i wyspecjalizowanych oddziałów intensywnej opieki medycznej, gdzie istnieje potrzeba wykonywania zdjęć rentgenowskich pacjentom leżącym na łóżku. Konstrukcja leża umożliwia wykonywanie zdjęć RTG za pomocą ramienia C oraz przy pomocy kaset RTG, które umieszcza się w prowadnicach pod leżem,
- Łóżko jest w pełni regulowane elektrycznie,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Przewodowy panel sterujący z wbudowanym ekranem:
 - Sterowanie funkcjami łóżka,
 - Możliwość zmiany regulacji podświetlenia klawiszy panelu,
 - Przewodowy pilot sterujący,
 - Centralny hamulec,
 - Wysuwana półka na pościel,
 - System CPR,
 - Manualne podnoszenie / opuszczenie poręczy bocznych,
 - Manualnie zdejmowalny panel górny oraz dolny,
 - Obustronne szyny z stali nierdzewnej umożliwiające mocowanie dodatkowego osprzętu,
 - Łóżko wyposażone w 4 mocowania na kropłówkę,
 - Elektryczna regulacja:
 - Trendelenburga/antytrendelenburga: 16° / 16° (elektryczne),
 - Pochylenie boczne: 20° / 20°,
 - Maks. kąty regulowanych sekcji - część tylna: 70° (elektryczne),
 - Maks. kąty regulowanych odcinków - część udowa: 40° (elektryczne),
 - Maks. kąty regulowanych odcinków - część łydkowa: 22° (rastomat),
 - Wysokość materaca platformy od podłogi: 53 - 93 cm (elektryczne),
 - Autoregresja tylnej części: 14 cm,
 - Autoregresja części udowej: 7.5 cm,
 - Przedłużenie platformy materaca: 20 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Materac segmentowy,
- **Brak wbudowanej wagi pacjenta,**
- **Funkcyjne panele boczne wyłączone z użytku pacjenta oraz operatora,**
- Wymiary:
 - Materaca: 192 x 80 x 8 cm,
 - Wymiary zewnętrzne 222 x 100 x 93 cm
- Maksymalny udźwig: 300 kg,
- Waga: 153 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

