



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna HERAEUS B-5028 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **HERAEUS B-5028** charakteryzuje się szczególnie precyzyjną kontrolą temperatury i minimalnym zapotrzebowaniem na energię,
- Minimalne odchylenia temperatury są zgodne z normą DIN 58945, urządzenie posiada również timer, dopływ świeżego powietrza i zabezpieczenie przed przeciążeniem / temperaturą,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres temperatur: 10 - 70 °C,
 - Czasomierz w zakresie 0.5 - 24 minuty (regulacja z dokładnością do 30 sekund),
 - Pojemność: 30 l,
 - 2 uchwyty na półki,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 półki perforowane,
- Wymiary:
 - Zewnętrzne: 51 x 45 x 54 cm,
 - Wewnętrzne: 26 x 32 x 35 cm,
 - Tacki: 25 x 29 cm,
- Waga: 27 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Heraeus

