



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna STATUS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Specyfikacja techniczna:
 - Nagrzewanie do temperatury: 117°C,
 - Czasomierz: 1 - 15 minut,
 - Histereza: +/- 1°C,
 - 3 mocowania na wysuwane półki,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 półki siatkowe,
- Wymiary:
 - Zewnętrzne: 43 x 40 x 60 cm,
 - Wewnętrzne: 32 x 30 x 36 cm,
 - Półka: 26 x 31 cm,
- Waga: 22,5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

