



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna HETTICH MIKRO 220R (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji , (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 W,
- Foliowany panel sterowania z cyfrowym czytelnym wyświetlaczem,
- Automatyczne rozpoznawanie wirników,
- Wysokie przyspieszenie,
- Krótkie cykle wirowania (przycisk impulsowy),
- Szybkie chłodzenie,
- Indukcyjny silnik bez szczotkowy gwarantujący wieloletnią eksploatację bez potrzeby konserwacji,
- Specyfikacja techniczna:
 - Płynna regulacja obrotów max. do 18000 obr/min, przy zastosowanym rotorze regulacja obrotów od 500 do 6000 obr/min, max. RCF 4,146,
 - Maks. przysp. odśrodkowe: 31514 x g,
 - Max. Pojemność – rotor kątowy: 48x1.5/2.0 ml; 6x50 ml,
 - Zakres wytwarzanej temperatury w przedziale: -20 / +40°C,
 - 9 prędkości przyspieszenia i hamowania,
 - Czasowy wyłącznik pracy w zakresie: 1 sec - 99 min, ciągły bieg, krótki cykl (klawisz impulsu),
- **Wirówka wyposażona w rotor kątowy 35° HETTICH 1015:**
 - 12 szt probówek,
 - 18 x 88 mm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim, niemieckim, francuskimi, włoskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Rotor HEITICH 1015,
 - Klucz inbusowy,
- Wymiary: 33 x 65 x 31 cm,
- Waga: 42 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



