



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw laryngologiczny HEINE HK 150-2 ENDO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc żarówki: 15 V 150 W,
- Projektor zimnego światła HK 150-2 ENDO przeznaczony jest do instrumentów wymagających zasilania światłowodowego. Wyposażony w specjalną żarówkę halogenową o przedłużonej żywotności i o mocy 150 W,
- Żarówka halogenowa o dużej mocy. Daje maksymalnie jasny obraz.
- Asferyczna optyka oświetlenia. Intensywne światło z wysoką temperaturą koloru,
- Płynna regulacja natężenia światła bez wpływu na temperaturę koloru, Pozwala zmniejszyć jasność światła z usunięciem czerwonej poświaty,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 20 x 24 x 20 cm,
- Waga: 6 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

