



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



TIC MEDIZINTECHNIK UROPORT NG Bezprzewodowy system do uroflowmetrii (Produkt nowy)

- Nowy,
- UroPort NG został opracowany jako wydajny system uroflowmetrii specjalnie w celu zaspokojenia codziennych potrzeb ośrodków medycznych i klinik,
- UroPort NG to urologiczne urządzenie diagnostyczne przeznaczone do oceny parametrów przepływu moczu zgodnie ze standardami ICS (International Continence Society Standardisation Committees) w celu badania zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego a także różnych form nietrzymania moczu,
- **Cechy i zalety produktu:**
 - Innowacyjny, z komunikatami głosowymi dla użytkownika,
 - Przyszłościowy dzięki funkcji aktualizacji,
 - Wyniki pomiarów i analiz można wygodnie i szybko rejestrować za pomocą zintegrowanej szybkiej drukarki termicznej. Opcjonalny czytnik dla elektronicznych kart medycznych (G2), który odczytuje dane pacjenta i umieszcza je na papierze wraz z wynikami pomiarów uzupełnia system UroPort,
 - Szybka konfiguracja i łatwe czyszczenie,
 - Możliwość skalowania krzywej objętości (25 ml/s lub 50 ml/s)
 - Nomogramy Siroky'ego i Liverpoola (opcjonalnie) z opcją ich dezaktywacji,
 - Niestandardowe wydruki (informacje o lekarzu/ośrodku medycznym/logo),
 - Posiada regulowane tryby pomiaru (automatyczny/ręczny),
 - Możliwość montażu na ścianie (opcjonalnie),
- **System jest wyposażony w:**
 - Szybką drukarkę termiczną 4" z funkcją Easy-Load,
 - Dotykowy panel LED,
 - Wagę o wysokiej precyzji pomiaru,
 - Różne nomogramy i procedury analityczne oparte na standardach ICS, które ułatwiają lekarzowi ocenę wyników przepływu,
 - Precyzyjny system czujników, który dzięki oddzielnemu stojakowi można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu,
- **Wskazania do uroflowmetrii:**
 - Zwężenie cewki moczowej,
 - Zaburzenia mikcji u dzieci,
 - Objawy pęcherza nadreaktywnego,
 - Niedrożność ujścia pęcherza moczowego (BOO, BPO, dyssynergia zwieracza),
 - Planowana TURP/adenomektomia/nacięcie szyi pęcherza moczowego,
 - Nietrzymanie moczu po prostatektomii,
 - Określenie stanu przed interwencjami urologicznymi/ginekologicznymi,
 - Zaburzenia opróżniania pęcherza po operacji w miednicy mniejszej,
 - Mikcja z uciskiem mięśni brzucha,
 - Monitorowanie terapii w przypadku farmakoterapii BPS,
 - Monitorowanie terapii po rekonstrukcji cewki moczowej i uretrotomii wewnętrznej,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,



dic Mediontechnik

MEASUREMENT DATA
 TIC: PRAISTONTECHNIK
 Entwicklungs
 Endlicher Feld 9
 AG&B Service

MEASUREMENT DATA

Patient :
 Buchholz :
 STRM1 :
 City :
 Institute :
 ID: 100 :
 Measurement: 1/15/2022 9:29 AM

Final 11 of 617 samples

Measured Flowrate : 33.8 ml/min
 Average Flowrate : 33.2 ml/min
 Total Volume : 294.8 ml
 Time of Collection : 31.2 s
 Time of Flow : 31.2 s
 Time to Stop : 1.9 s
 Volume of Draw : 45.5 ml

PRAISTON
 MEDICAL EQUIPMENT

MPF 16 00001 13 0012004-01

