



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **TIC MEDIZINTECHNIK UROPORT NG Bezprzewodowy system do uroflowmetrii (Produkt nowy)**

- Nowy,
- UroPort NG został opracowany jako wydajny system uroflowmetrii specjalnie w celu zaspokojenia codziennych potrzeb ośrodków medycznych i klinik,
- UroPort NG to urologiczne urządzenie diagnostyczne przeznaczone do oceny parametrów przepływu moczu zgodnie ze standardami ICS (International Continence Society Standardisation Committees) w celu badania zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego a także różnych form nietrzymania moczu,
- **Cechy i zalety produktu:**
  - Innowacyjny, z komunikatami głosowymi dla użytkownika,
  - Przyszłościowy dzięki funkcji aktualizacji,
  - Wyniki pomiarów i analiz można wygodnie i szybko rejestrować za pomocą zintegrowanej szybkiej drukarki termicznej. Opcjonalny czytnik dla elektronicznych kart medycznych (G2), który odczytuje dane pacjenta i umieszcza je na papierze wraz z wynikami pomiarów uzupełnia system UroPort,
  - Szybka konfiguracja i łatwe czyszczenie,
  - Możliwość skalowania krzywej objętości (25 ml/s lub 50 ml/s)
  - Nomogramy Siroky'ego i Liverpoola (opcjonalnie) z opcją ich dezaktywacji,
  - Niestandardowe wydruki (informacje o lekarzu/ośrodku medycznym/logo),
  - Posiada regulowane tryby pomiaru (automatyczny/ręczny),
  - Możliwość montażu na ścianie (opcjonalnie),
- **System jest wyposażony w:**
  - Szybką drukarkę termiczną 4" z funkcją Easy-Load,
  - Dotykowy panel LED,
  - Wagę o wysokiej precyzji pomiaru,
  - Różne nomogramy i procedury analityczne oparte na standardach ICS, które ułatwiają lekarzowi ocenę wyników przepływu,
  - Precyzyjny system czujników, który dzięki oddzielnemu stojakowi można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu,
- **Wskazania do uroflowmetrii:**
  - Zwężenie cewki moczowej,
  - Zaburzenia mikcji u dzieci,
  - Objawy pęcherza nadreaktywnego,
  - Niedrożność ujścia pęcherza moczowego (BOO, BPO, dyssynergia zwieracza),
  - Planowana TURP/adenomektomia/nacięcie szyi pęcherza moczowego,
  - Nietrzymanie moczu po prostatektomii,
  - Określenie stanu przed interwencjami urologicznymi/ginekologicznymi,
  - Zaburzenia opróżniania pęcherza po operacji w miednicy mniejszej,
  - Mikcja z uciskiem mięśni brzucha,
  - Monitorowanie terapii w przypadku farmakoterapii BPS,
  - Monitorowanie terapii po rekonstrukcji cewki moczowej i uretrotomii wewnętrznej,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,



**dic Mediontechnik**

**MEASUREMENT DATA**  
 TIC: PRAISTON/STWICKA  
 Entwurf: Kump  
 Endlicher Feld 9  
 AGZM Service

**MEASUREMENT DATA**

Patient :  
 Buchholz :  
 STRMST :  
 City :  
 Inquirer :  
 ID: 100 :  
 Measurement: 1/15/2022 9:29 AM

**Final List of Effluent**

Measur. Poured: 33.8 ml  
 Average Flowrate: 31.2 ml/h  
 Total Volume: 294.8 ml  
 Time of Collection: 11.2 h  
 Time of Flow: 11.2 h  
 Time to Break: 1.9 h  
 Volume of Gas: 45.5 ml

**PRAISTON**  
 MEDICAL EQUIPMENT

MPF 900001 1.0      001/2022-01

