



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko do masażu membranowego MEDEN-INMED AQUAI (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3600 VA,
- **Łóżko Aquai** służy do wykonywania suchego hydromasażu. Aquai ma szeroki zakres zastosowań odpowiadających za prawidłową kondycję fizyczną i dobre samopoczucie. Doskonale sprawdza się zarówno w centrach rehabilitacji, jak i w gabinetach odnowy biologicznej,
- W czasie zabiegu strumienie wody, krążąc w obiegu zamkniętym, uderzają w elastyczną membranę, dzięki czemu pacjent może doświadczyć leczniczej mocy hydromasażu, nie mając bezpośredniego kontaktu z wodą,
- Wanna do suchego masażu Aquai wyposażona jest w funkcje regulacji czasu trwania zabiegu, częstotliwości i sekwencji zmian stref masujących. 12 dysz znajdujących się w Aquai podzielonych jest na 6 stref masujących. Regulowana jest także temperatura wody. Aby zapewnić komfort podczas zabiegu, temperatura wody jest podtrzymywana przez cały czas wykonywania zabiegów,
- **Podstawowe programy masażu:**
 - masaż okrężny,
 - masaż równoległy,
 - masaż limfatyczny,
 - masaż punktowy,
 - masaż wygładzający,
 - masaż wibracyjny,
 - masaż pulsacyjny,
- **Cechy charakterystyczne:**
 - Zakres wyboru temperatury w przedziale: 30 °C - 40 °C,
 - 6 niezależnych stref masujących,
 - wszystkie dysze mogą pracować jednocześnie,
 - 6 fabrycznych programów masażu,
 - możliwość ustawienia i zapisania programów użytkownika,
 - komfortowy dla pacjenta przebieg masażu z zachowaniem intymności,
 - krótki czas przygotowania pacjenta do zabiegu,
 - higieniczne warunki wykonania masażu,
 - nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 - nie wymaga odprowadzenia wody zużytej po każdym zabiegu,
 - grzałka wody utrzymująca stałą temperaturę,
 - dotykowy panel sterujący,
 - podświetlenie LED u podstawy,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Ruchomy zagłówek,
 - Lewarek z wspornikiem,
 - Wąż i złączki do napełniania,
 - Środek do konserwacji wody,
- Pojemność: 220 l,
- Wymiary:
 - Całkowite: 115 x 240 x 65 cm,
 - Powierzchnia membrany: ~2.4 m²
- Maksymalny udźwig: 135 KG,
- Waga:
 - Bez wypełnienia wody: 190 kg,
 - Z wypełnieniem wodą: 410 kg
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

