



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do terapii ultradźwiękowej SHREWSBURY SM3370 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 12 V 2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Podwójna częstotliwość: 1 (praca ciągła) / 3 (praca impulsowa 1:1, 1:3, 1:9) MHz,
 - Ciągły zakres mocy wyjściowej: 0 - 1.5 W/cm²,
 - Głowica o podwójnej częstotliwości 5 cm²,
 - Zakres zegara terapii: 0 - 20 min,
 - 3 opcje impulsów,
 - Wbudowany uchwyt na głowice,
 - Automatyczna redukcja mocy bez obciążenia,
 - Możliwość podłączenia do leczenia skojarzonego,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Torba transportowa,
 - Głowica,
- Wymiary:
 - Urządzenia: 27 x 28 x 8 cm,
- Waga: 2.4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

