



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podnośnik transportowy pacjenta VERMEIREN EAGLE 625 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2018 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V 2.9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 230 V,
- Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. Model 625 przeznaczony dla pacjentów o wadze do 175 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota , wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantują płynne i bezproblemowe działanie,
- **Cechy:**
 - Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi,
 - Modele wyposażone w kółka z blokadą,
 - Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności,
 - Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny,
 - Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę – szybkoschnący,
 - Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka,
- **Wyposażenie podnośnika pacjenta pozwala na zastosowanie go w budynkach w przypadku pacjentów dotkniętych przykładowo:**
 - Paraliżu,
 - utraty kończyn (amputacji nóg),
 - uszkodzenia / deformacji kończyn,
 - sztywnych lub uszkodzonych stawów,
 - niewydolnością pracy serca i układu krążenia,
 - osoby starsze,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Najniższa pozycja ramienia: 76 cm,
 - Najwyższa pozycja ramienia: 184 cm,
 - Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy: 68 cm,
 - Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy: 122.5 cm,
 - Ilość operacji: 40 ~ ładowanie akumulatora,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim(PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 3 nosidła COMFORT (Do 125 kg):
 - 2x poliester – rozmiar L
 - 1x poliester siatka – rozmiar L,
- Wymiary:
 - Długość podstawy: 129 cm,
 - Wysokość podstawy: 11 cm
- Maksymalny udźwig: 175 kg,
- Waga: 42 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

