



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



EKG ASPEL ASCARD B56 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator 12 V 0,8 Ah –możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą,
- Specyfikacja techniczna:
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Sygnał EKG: 10 odprowadzeń standardowych,
 - Wydruk 3, 6, 12 – kanałowy w czasie rzeczywistym (szerokość papieru: 11.2 cm),
 - Czułość badań, 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV,
 - Wbudowany ekran LCD 2 x 24 znaki,
 - Foliowany, dotykowy i czytelny panel sterowania,
 - Sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, ENG, GER, FR, IT, ESP, HR, TUR, CS, RUM, SK, LT, SCC,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim/angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Kabel EKG 10 odprowadzeniowy KEKG,
 - Elektrody kończynowe klipsowe EKK - 4 szt.,
 - Elektrody przyssawkowe EPP - 6 szt.,
- Wymiary całkowite:
 - 25 x 19 x 6 cm,
- Waga: 2 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

