



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Uroflowmetr DANTEC DYNAMICS DANFLOW 1000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji czeskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Uroflowmetr połączony 3m przewodem z kompaktowym modułem kontrolno-pomiarowym w obudowie ze stali nierdzewnej,
- Zaprojektowany do automatycznego mierzenia przebiegu uroflowmetrii,
- Wydruk badania na papierze termicznym (56mm),
- Zakres pomiarowy wynosi 0-50 ml/s, z dokładnością do $\pm 2\%$,
- Standardowy stojak ze stali nierdzewnej z modułem pisuaru,
- DanFlow 1000 można stosować w przypadku pacjentów płci męskiej lub żeńskiej,
- Możliwość regulacji wysokości,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Waga,
 - Zdemontowalny pisuar,
 - Pojemnik na mocz z uchwytem,
 - Centrala z wbudowaną drukarką,
- Wymiary:
 - Uroflowmetru: 20 x 16 x 5 cm,
 - Pisuaru z oprzyrządowaniem: 32 x 30 x 40 cm,
- Waga: 7 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

