



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor stanu mózgu CSM-2 DANMETER (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowaną baterie (9 V),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **CSM Cerebral State Monitor** rejestruje EEG za pomocą trzech elektrod EEG umieszczonych na czole pacjenta. Zawartość częstotliwości uzyskana z EEG jest przekształcana w CSI (wskaźnik stanu mózgu) w ciągu kilku sekund za pomocą procesora neuro-fuzzy logic,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Czułość EEG: $\pm 400 \mu V$,
 - CMRR: >140 dB,
 - Wartość CSI: 100 liniowy Aktualizacja co 1 s, filtrowanie 6 – 42,5 Hz,
 - Impedancja czujnika: 0-5 k Ω ,
- **Możliwość wyboru języka: GR, FR, ES, EN, DE, NL, IT, NR, PA, SE,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 3-odporwadzeniowy,
 - Zasilacz,
- Wymiary: 11.4 x 6 x 3.1 cm,
- Waga: 0.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

