



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat do terapii ultradźwiękowej CHATTANOOGA INTELECT MOBILE 2776 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji meksykańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 75 VA,
- **Główne cechy produktu:**
  - Protokoły użytkownika umożliwiają ustawianie, zapisywanie i zmianę parametrów każdego programu w celu dostosowania go do specyficznych potrzeb pacjentów,
  - Pamięć do 10 programów użytkownika,
  - Lekka i innowacyjna konstrukcja daje możliwość umieszczenia urządzenia na wózku, blacie, ścianie lub używania jako aparatu mobilnego,
  - Electronic Signature pozwala na automatyczną kalibrację systemu do dowolnej wielkości głowicy,
  - Efektywne podejście do konfiguracji leczenia z wykorzystaniem wstępnie ustawionych parametrów,
- **Aparat do terapii ultradźwiękowej posiada:**
  - Podświetlany wyświetlacz LCD o przekątnej 5' i regulowanej jasności dla lepszej widoczności w warunkach słabego oświetlenia,
  - Ergonomiczną głowicę z funkcją podgrzewania i wyprofilowanym uchwytem pod kątem 20°,
- **Specyfikacja:**
  - Tryb pracy:
    - Impulsowy (10, 20, 50 %),
    - Ciągły (100 %),
  - Częstotliwość: 1 lub 3 MHz,
  - Częstotliwość impulsów: 16, 48, 100 Hz,
  - Czas trwania impulsów: 1, 2, 5 ms ± 20 %,
  - Amplituda:
    - 0 - 2,5 W/cm<sup>2</sup> w trybie ciągłym,
    - 0 - 3 W/cm<sup>2</sup> w trybach pulsacyjnych,
  - Wyjście:
    - Impulsowe: sygnał 1 MHz modulowany w 100% przez 100 Hz falę prostokątną z wybranym cyklem pracy,
    - Ciągłe: 1 MHz sygnał nominalny aktywny tak długo, jak długo działa timer,
  - Maksymalny czas zabiegu: 30 min,
  - **Głowica 5 cm<sup>2</sup> model 27335:**
    - Częstotliwość: 1.0, 3.3 MHz,
    - Moc: 0 - 4 W,
    - Obszar efektywnego promieniowania (ERA): 4.0 cm<sup>2</sup>,
    - Typ wiązki: skolimowana,
    - Maksymalny współczynnik niejednorodności wiązki (BNR): 5:1,
    - Głowica przystosowana do pracy w środowisku wodnym (IPX7),
    - Sprzęganie: 1 - 4 W,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, TR, NR, SE, NL, NE, PT, IT, DE, FR, ES,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Uchwyt pod głowicę,
  - Głowica 27335,
- Wymiary:
  - Aparatu: 26 x 16 x 28 cm,
  - Głowicy:
    - Długość: 23 cm,
    - Długość przewodu: 161 cm,
- Waga: 2.2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

