



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wózek medyczny MT-803 EDAN (Powystawowy (demo))**

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2021 r.),
- Wózek medyczny **MT-803 EDAN** na mobilnej podstawie z 4 kółkami hamującymi,
- Wbudowany uchwyt do swobodnego przemieszczania się wózkiem,
- Wysuwana górna oraz dolna szuflada na akcesoria,
- Wymiary:
  - Górna półka: 44.5 x 45 cm,
  - Dolna półka: 37 x 31 cm,
  - Wysuwana półka górna: 22 x 25 cm,
  - Wysuwana półka dolna: 29 x 31 cm,
  - Całkowite: 44.5 x 50 x 92.5 cm,
- Waga: 22.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

