



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek medyczny MT-803 EDAN (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2021 r.),
- Wózek medyczny **MT-803 EDAN** na mobilnej podstawie z 4 kółkami hamującymi,
- Wbudowany uchwyt do swobodnego przemieszczania się wózkiem,
- Wysuwana górna oraz dolna szuflada na akcesoria,
- Wymiary:
 - Górna półka: 44.5 x 45 cm,
 - Dolna półka: 37 x 31 cm,
 - Wysuwana półka górna: 22 x 25 cm,
 - Wysuwana półka dolna: 29 x 31 cm,
 - Całkowite: 44.5 x 50 x 92.5 cm,
- Waga: 22.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

