



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny MAQUET ALM GENERALIS 7002 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 12 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 240 VA,
- **ALM Generalis** jest wielofunkcyjnym stołem z możliwością indywidualnej regulacji, dostosowując go do danego zabiegu czy badania,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym,**
- Elektrycznie sterowany poprzez napęd hydrauliczny,
- 4 - segmentowy,
- **Manualna regulacja:**
  - Wysokości oraz wysuwu zagłówka,
  - Dwusegmentowego dzielonego segmentu nożnego:
    - Odwodzenie,
    - Opuszczanie części lub całego segmentu,
- **Możliwość regulacji w wielu płaszczyznach za pomocą pilota:**
  - Zmiana kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie 35°,
  - Regulacja wysokości powierzchni operacyjnej (do góry/w dół) w zakresie: 33 cm,
  - Zmiana przechyłu bocznego w zakresie 20°,
  - Przesunięcie wzdłużne stołu w zakresie 45 cm,
  - Funkcja zerowania: powrót do pozycji horyzontalnej leża,
- **Stół posiada:**
  - Przezierność X - RAY,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Hamulec centralny,
- Mobilny na kółkach,
- **W zestawie:**
  - Pilot przewodowy,
  - Ładowarka 24 V do akumulatorów z przewodem zasilającym,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
  - Leża: 199 x 51 x 6 cm,
  - Ogólne: 199 x 70 x 81,5/116 cm,
- Waga: 230 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

