



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Oksymetr ENVITEC MYSING O (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator Li-lion 3.6 V 2900 mAh (możliwość wymiany na nowy za dodatkową opłatą),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 5 V,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Kolorowy wyświetlacz TFT:
    - 240 x 320 px,
    - 2.8' cala,
  - Zakres pomiaru: 0 - 100 % tlenu,
  - Dokładność wyświetlacza: 0.1% tlenu,
  - Dokładność: <1% objętości O2 / 8 godzin,
  - Typ czujnika: OOM111,
  - Czas działania na jednym ładowaniu: 24 h,
  - Certyfikat odporności IP 54 (odporność na kurz oraz wodę),
  - Odporność na uderzenia klasy IK 05,
- Oprogramowanie wersja: 01.95.00-WE.03,
- **Możliwość wyboru menu w języku: DE, EN, FR, ES, IT, NL, PL,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Nowy czujnik tlenu,
  - Adapter,
- Wymiary: 1.6 x 7.2 x 3.9 cm,
- Waga: 330 g,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

