



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa infuzyjna (strzykawkowa) MEDIMA S1 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator: 9,6 V / 2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Medima S1** jest jednokanałową, strzykawkową pompą infuzyjną do precyzyjnego dozowania płynów,
- **Pompa posiada:**
  - Automagiczne rozpoznawanie i chwytanie strzykawki,
  - Intuicyjną obsługę,
  - Alarmy wizualne i akustyczne z regulacją głośności i rodzaju sygnału dźwiękowego,
  - Podświetlany, czytelny wyświetlacz graficzny,
  - **Menu w języku: polskim,**
  - Foliowany panel sterowania w języku: angielskim,
  - Uchwyt do montażu na statywie,
  - Szeroki wybór jednostek,
  - Tryb nocny; zmniejszona jasność wyświetlacza; programowana głośność dźwięku, programowana godzina początku i końca,
  - Proste podłączenie i odłączenie od stacji dokującej (bez przerywania infuzji),
- **Typy infuzji:**
  - Ciągła,
  - Z przerwą,
  - Profil,
- **Obsługiwane strzykawki:**
  - 5 mL - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, KD-JECT III, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
  - 10 mL - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, FRES INJECTOMAT, KD-JECT III, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
  - 20 mL - B. BRAUN OMNIFIX, B. BRAUN PERFUSOR, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, KD-JECT III, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, POLFA LUBLIN, TERUMO,
  - 30 mL - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
  - 50 mL - B. BRAUN OMNIFIX, B. BRAUN PERFUSOR, BD PERFUSION, BD PLASTIPAK, CODAN, DIPRIVAN, ERG KŁOBUCK, FRES INJECTOMAT, JANPOL, JIANGSU, KD-JECT III, MARGOMED, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, POLFA LUBLIN, SHANCHUAN, TERUMO,
- **Specyfikacja:**
  - Szybkość infuzji: 0,1 - 2000 mL / h,
  - Objętość infuzji: 0,1 - 10000 mL,
  - Czas infuzji: 1 s - 99 h,
  - Dawka bolusa: 0,1 - 50 mL / h,
  - Wlew bolusa: 2-2000 mL / h,
  - KVO: 0 - 5 mL / h,
- W zestawie:
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Kabel zasilający,
- Wymiary: 36,5 x 23 x 12 cm,
- Waga: 2 kg,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

