



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) MEDIMA S1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator: 9,6 V / 2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Medima S1** jest jednokanałową, strzykawkową pompą infuzyjną do precyzyjnego dozowania płynów,
- **Pompa posiada:**
 - Automagiczne rozpoznawanie i chwytanie strzykawki,
 - Intuicyjną obsługę,
 - Alarmy wizualne i akustyczne z regulacją głośności i rodzaju sygnału dźwiękowego,
 - Podświetlany, czytelny wyświetlacz graficzny,
 - **Menu w języku: polskim,**
 - Foliowany panel sterowania w języku: angielskim,
 - Uchwyt do montażu na statywie,
 - Szeroki wybór jednostek,
 - Tryb nocny; zmniejszona jasność wyświetlacza; programowana głośność dźwięku, programowana godzina początku i końca,
 - Proste podłączenie i odłączenie od stacji dokującej (bez przerywania infuzji),
- **Typy infuzji:**
 - Ciągła,
 - Z przerwą,
 - Profil,
- **Obsługiwane strzykawki:**
 - 5 mL - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, KD-JECT III, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
 - 10 mL - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, FRES INJECTOMAT, KD-JECT III, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
 - 20 mL - B. BRAUN OMNIFIX, B. BRAUN PERFUSOR, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, KD-JECT III, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, POLFA LUBLIN, TERUMO,
 - 30 mL - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
 - 50 mL - B. BRAUN OMNIFIX, B. BRAUN PERFUSOR, BD PERFUSION, BD PLASTIPAK, CODAN, DIPRIVAN, ERG KŁOBUCK, FRES INJECTOMAT, JANPOL, JIANGSU, KD-JECT III, MARGOMED, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, POLFA LUBLIN, SHANCHUAN, TERUMO,
- **Specyfikacja:**
 - Szybkość infuzji: 0,1 - 2000 mL / h,
 - Objętość infuzji: 0,1 - 10000 mL,
 - Czas infuzji: 1 s - 99 h,
 - Dawka bolusa: 0,1 - 50 mL / h,
 - Wlew bolusa: 2-2000 mL / h,
 - KVO: 0 - 5 mL / h,
- W zestawie:
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Kabel zasilający,
- Wymiary: 36,5 x 23 x 12 cm,
- Waga: 2 kg,
- Kat 05,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

