



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mobilny balkonik rehabilitacyjny UNIROLL 6107 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wyprofilowane uchwyty pod dłonie,
 - Możliwość regulacji wysokości raczek w zakresie: 73 - 90 cm,
 - Duże koła o średnicy 19 cm, odporne na przebiecie,
 - Hamulce tylnych kół,
 - Haczyki na siatkę z drobnymi zakupami,
- Wymiary:
 - Całkowite: 56 x 75 x 90 cm,
 - Przedni koszyk: 33 x 17 cm,
- Maksymalny udźwig: 100 KG,
- Waga: 6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

