



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny SCHMITZ STALHMOBEL 111201 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym (możliwość wymiany tapicerki z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel **SHMITZ STAHLMÖBEL** służy do przeprowadzanie zabiegów ginekologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 77 - 100 cm,
 - Manualna regulacja pochylecia oparcia pacjenta w zakresie: 38°,
 - Manualna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga w zakresie 28° za pomocą demontowalnej dźwigni,
 - Możliwość wysunięcia i zaczepienia oparcia na nogi w pozycji poziomej,
 - Obustronnie podkolanniki z możliwością regulacji w zakresie 26 cm,
 - Obustronne szyny z możliwością montażu dodatkowego osprzętu,
 - Uchwyt na rolkę papieru o wymiarach: 48 cm,
 - Chowana misa pod siedzeniem pacjenta,
 - Chowane oparcie nóg wraz z podnóżkiem pacjenta,
 - Wbudowany pedał nożny góra / dół,
 - Wbudowane gniazdo pomocnicze do podłączenia dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 szt. podkolanniki pacjenta z kośćcami mocującymi,
 - Miska na nieczystości,
- Wymiary:
 - Oparcie pacjenta: 50 x 80 x 5 cm,
 - Siedzisko: 53 x 25 x 5 cm,
 - Oparcie na nogi: 42 x 28,
 - Stopień na nogi: 44 x 27.5 cm,
 - Miska na nieczystości: 32 x 29 x 6.5 cm,
 - Całkowite: 115 x 52 x 77/100 cm,
- Waga: 200 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

