



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Maico Quik Tymp 2 Tympanometr (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Maico Quik Tymp 2** przeznaczony jest zarówno do tympanometrii jak i do pomiaru progu odruchu strzemiączkowego u dorosłych i dzieci,
- **Specyfika techniczna:**
  - Graficzna prezentacja pomiarów w czasie rzeczywistym,
  - Szybki wydruk wyników pomiarów,
  - Czytelny ekran LCD o wymiarach: 14 x 5 cm,
  - Wbudowana drukarka termiczna o szerokości papieru: 11 cm,
- **Menu w języku angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Zasilacz,
  - Głowica tympanometru,
  - Słuchawki,
  - Przycisk pacjenta,
  - Torba do transportu,
- Wymiary:
  - Torby z oprzyrządowaniem: 40 x 30 x 20 cm,
- Waga: 6.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

