



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Butla na tlen medyczny 40L (Rekondycjonowany (używany))

- Produkcji polskiej,
- Pojemność 40 L,
- Butla stalowa,
- Ciśnienie napełniania: 200 bar,
- Ciśnienie robocze: 300 bar,
- Posiada atest oraz ważną legalizację,
- Gabaryty: średnica 23 cm, wysokość 135 cm

ZDJĘCIA POGLĄDOWE BUTLI

