



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Butla na tlen medyczny 40L (Rekondycjonowany (używany))**

- Produkcji polskiej,
- Pojemność 40 L,
- Butla stalowa,
- Ciśnienie napełniania: 200 bar,
- Ciśnienie robocze: 300 bar,
- Posiada atest oraz ważną legalizację,
- Gabaryty: średnica 23 cm, wysokość 135 cm

### **ZDJĘCIA POGLĄDOWE BUTLI**

