



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat KTG HUNTLEIGH HEALTHCARE BD 4000XS (Rekondukcjonowany (używany))**

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Kardiotokograf **HUNTLEIGH BD 4000XS** jest aparatem przeznaczonym do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej,
- KardioGRAF **HUNTLEIGH** wykorzystuje najnowocześniejsze technologię przetwarzania sygnału cyfrowego oraz zwiększa zdolność FHR co pozwala na ekonomiczny i elastyczny monitoring płodu,
- Specyfikacja techniczna:
  - Częstotliwość ultradźwięków FHR (MHz): 1.5,
  - Natężenie fali ultradźwiękowej FHR (mW/cm<sup>2</sup>): 6,
  - Zakres FHR (bpm): 50 - 210,
  - Rodzaj sondy pomiaru skurczów macicy: zewnętrzne,
  - Automatyczne wykrywanie ruchów płodu,
  - Pomiar EKG płodu,
  - Monitorowanie ciąży mnogiej,
  - Współpraca z centralną stacją monitorowania,
  - Programowanie wartości granicznych alarmów dla pomiaru FHR,
  - Szerokość papieru drukarki: 21 cm,
- **Oprzrządowanie na mobilnym wózku,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, PT, IT, ES, FR, NR, SE, TR,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Sonda płodowa TOCO CT1,
  - Przetwornik ultradźwiękowy US1,
  - Przycisk operatora,
  - Pasy pacjenta,
  - Wózek,
- Wymiary:
  - KardioGRAFu: 40 x 27 x 10 cm,
  - Całkowite: 45 x 46 x 92 cm,
- Waga: 11 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

