



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop LEISEGANG 1H3 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc:
- **Leisegang 1H3 jest** jest mobilnym kolposkopem do badań ginekologicznych,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 12 V / 20 W,
- Filtr zielony,
- Osadzony na 3 - częściowym ramieniu pantograficznym o łącznej długości ok. 130 cm,
- 3-segmentowe ramiona regulowane w dużym zakresie obrotów na boki,
- Możliwość zamontowania ramienia kolposkopu na ścianie oraz na dostosowanej do ramienia podstawie / stoliku operatora,
- Płynna manualna regulacja:
 - Regulację wysokości kolposkopu w zakresie 8 cm,
 - Natężenia źródła światła,
 - Rozstawu źrenic i korekty okularu,
- **Kolposkop posiada ślady użytkowania nie wpływające na komfort użytkowania,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Wbudowane źródło światła,
- Wymiary: 60 x 130 cm
- Waga: 11.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



