



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### Kolposkop LEISEGANG 1H3 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc:
- **Leisegang 1H3 jest** jest mobilnym kolposkopem do badań ginekologicznych,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 12 V / 20 W,
- Filtr zielony,
- Osadzony na 3 - częściowym ramieniu pantograficznym o łącznej długości ok. 130 cm,
- 3-segmentowe ramiona regulowane w dużym zakresie obrotów na boki,
- Możliwość zamontowania ramienia kolposkopu na ścianie oraz na dostosowanej do ramienia podstawie / stoliku operatora,
- Płynna manualna regulacja:
  - Regulację wysokości kolposkopu w zakresie 8 cm,
  - Natężenia źródła światła,
  - Rozstawu źrenic i korekty okularu,
- **Kolposkop posiada ślady użytkowania nie wpływające na komfort użytkowania,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Wbudowane źródło światła,
- Wymiary: 60 x 130 cm
- Waga: 11.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



