



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pistolet biopsyjny MANAN PRO-MAG 2.2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Głębokość penetracji: 22 mm,
- Wbudowane zabezpieczenie aktywujące się po naciśnięciu, aby zapobiec przypadkowemu wystrzeleniu,
- Łatwe pobieranie próbki bez wyjmowania igły z instrumentu,
- **W zestawie:**
 - Solidny futerał do przechowywania pistoletu,
- Wymiary:
 - Pistoletu: 16 x 3 x 6 cm,
 - Futerału: 28 x 10 x 8.5 cm,
- Waga: 0.5 KG
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

