



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Pistolet biopsyjny MANAN PRO-MAG 2.2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Głębokość penetracji: 22 mm,
- Wbudowane zabezpieczenie aktywujące się po naciśnięciu, aby zapobiec przypadkowemu wystrzeleniu,
- Łatwe pobieranie próbki bez wyjmowania igły z instrumentu,
- **W zestawie:**
  - Solidny futerał do przechowywania pistoletu,
- Wymiary:
  - Pistoletu: 16 x 3 x 6 cm,
  - Futerału: 28 x 10 x 8.5 cm,
- Waga: 0.5 KG
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

