



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Detektor tętna płodu BT-200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie poprzez 2 wbudowane baterie AA 1.5 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **BT-200** to przenośny i poręczny detektor tętna płodu. Aparat posiada regulowaną głośność dla tętna płodu, oraz gniazdo słuchawkowe typu Jack 3,5mm. Ekran LCD wyświetla tętno płodu oraz stan naładowania baterii. Głowica ultradźwiękowa pracująca na częstotliwości 2 MHz poprawia jakość odczytu urządzenia, i zwiększa szansę na wykrycie tętna dziecka już w początkowych tygodniach ciąży,
- Częstotliwość pracy (MHz): 2;
- Certyfikat wodoodporności: IPX7,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
 - Oryginalny pokrowiec,
- Wymiary: 7.5 x 2.6 x 12.8 cm,
- Waga: 190 g,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

