



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Puszka do sterylizacji SCHIMMELBUSCHA (mała) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Specjalistyczna puszka** o cylindrycznym kształcie wykorzystywana jest do sterylizacji materiałów opatrunkowych (kompresy, gaziki) w autoklawie, aby następnie przechowywać je jako materiały „sterylne” do czynności medycznych.
- W tym celu instrument posiada okrągły kształt, a na jednym z boku znajduje się perforacja, która pozwala dotrzeć parze wodnej do sterylizowanych materiałów. Co więcej, narzędzie do sterylizacji posiada blokowaną pokrywę. Puszka do sterylizacji Standard została wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych. Możliwość wielokrotnej sterylizacji.
- Wymiary:
  - Średnica wewnętrzna: 15 cm,
  - Wysokość: 15 cm,
- Waga: 1.5 kg
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

