



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybierański  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Diatermia chirurgiczna BERCHTOLD ELEKTROM 505 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 W,
- **EKTROTOM 505** firmy **Berchtold** to kompaktowe oraz wydajne urządzenie chirurgiczne HF do monopolarnych i bipolarnych zabiegów chirurgicznych,
- Generator wysokiej częstotliwości ELEKTROTOM 505 generuje trzy różne rodzaje prądu:
  - Niemodulowany prąd wysokiej częstotliwości zapewniający płynne cięcie i koagulację kontaktową,
  - Wysoko modulowany prąd wysokiej częstotliwości do koagulacji natryskowej (fulguracji) i koagulacji elektrodami tnącymi,
  - Specjalny prąd o niskiej rezystancji przystosowany do koagulacji bipolarnej,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Nominalna częstotliwość: 500 kc/s
  - Częstotliwość impulsów modulacji: 35 kc /s,
  - Obserwowalna ilość cykli: 10/30<sup>2</sup>,
- **W zestawie:**
  - Manipulator nożny,
  - Przewód neutralny ERBE,
  - Przewód bipolarny,
  - Przewód monopolarny ERBE - 2 przyciski - trzonek 4 mm,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 25 x 23 x 8.5 cm,
- Waga: 3.8 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

