



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna MPW-350E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 225 W,
- **MPW 350e** jest stołową wirówką laboratoryjną. Jej konstrukcja
- zapewnia łatwość obsługi, bezpieczną pracę i szeroki zakres zastosowania w
- laboratoriach medycznych, biochemicznych, przemysłowych i innych gdzie
- istnieje konieczność rozdzielenia badanego preparatu na składniki o różnych
- gęstościach pod wpływem działania siły odśrodkowej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres obrotów: 300 – 4300 obrotów / minuta,
 - Maksymalna siła odśrodkowa: 3.000 xg,
 - Czas wirowania: 1 – 99 minut,
 - Sterowanie mikroprocesorowe,
 - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) umożliwiający programowanie i odczyt czasu, prędkości i siły odśrodkowej,
 - Wirowanie w trybie "short",
 - Wskaźnik niewyważenia wirnika,
 - Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania,
 - Zabezpieczenie przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 4x kielichy (57 x 93 mm),
- Wymiary: 41 x 51 x 37 cm,
- Waga: 35 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

