



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestetyczny DRAGER CATO EDITION (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Posiada jeden port na parownik z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy Dräger DW-2000, brak parownika w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Zasilany w gazy z centralnej instalacji: O₂, AIR, N₂O,
- Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butli O₂ lub N₂O,
- Respirator napędzany silnikiem elektrycznym (sterowany elektronicznie),
- **Wbudowany monitor pomiaru gazów DRAGER** wraz z pułapką wodną:
 - Z pomiarem wdechowym i wydechowym stężenia tlenu, podtlenu azotu, dwutlenku węgla i 5 gazów anestetycznych: DES, ENF, HAL, ISO, SEV,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Foliowany panel sterowania,
- **Tryby wentylacji:**
 - Ręczny, spontaniczny, IPPV, PCV, SIMV,
 - Stosunek I:E 1:3 – 2:1, płynnie,
 - PEEP 0:2 – 15 mbr,
 - Objętość wdechowa 10 – 1400 ml,
 - Częstotliwość wdechów 6 – 60/min. (IPPV),
 - 3 – 60/min (SIMV),
- Płynna regulacja przepływu gazów: O₂, AIR, N₂O, od 0,0 do 12 L / min, (cyfrowe wyświetlacze oraz manometry),
- Kompaktowy podgrzewany układ pacjenta,
- Wbudowany monitor LED z funkcją pomiaru gazów: O₂, AIR, N₂O oraz panel sterowania i wyświetlacz funkcji respiratora,
- Wyposażony w nowy czujnik O₂,
- Łatwy w obsłudze i czytelny wyświetlacz,
- Miejsce na dwie butle gazowe,
- **SSAK DRAGER INŻEKTOROWY:**
 - Słój ssaka DRAGER o pojemności 700 ml przystosowany do odciągania flegmy,
- Błat roboczy o wymiarach: 42,5 x 37 cm,
- Szuflada o wymiarach: 35 x 27 x 10,5 cm,
- Listwy boczne do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Mobilny, na kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **Możliwość doposażenia w wybrany ssak za dodatkową opłatą,**
- **Aparat wyposażony w:**
 - **Monitor pacjenta / kardiomonitor DRAGER INFINITY VISTA XL,**
 - Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - Produkcji: niemieckiej (2008 r.),
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Foliowany i czytelny panel sterowania,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Ciekłokrystaliczny ekran TFT-LCD,
 - Rozdzielczość ekranu: 640 x 480 px,
 - **Wejścia:**
 - Karta pamięci,
 - Ethernet RJ45,
 - Sync,
 - RS-232,
 - Analog,
 - MultiMed,
 - NBP,
 - **Moduły z okablowaniem:**
 - EKG – Fabrycznie nowy przewód EKG 5 – odprowadzeniowy,
 - SPO₂ – Fabrycznie nowy sensor + przewód przedłużający,
 - NIBP – Fabrycznie nowy mankiety + przewód powietrzny,
 - ECG – Fabrycznie nowy przewód zbiorczy MULTIMED,
 - TEMP - **brak czujnika w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi monitora DRAGER VISTA XL w języku polskim(PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - EKG – Fabrycznie nowy przewód EKG 5 – odprowadzeniowy,
 - SPO₂ – Fabrycznie nowy sensor + przewód przedłużający,
 - NIBP – Fabrycznie nowy mankiety + przewód powietrzny,
 - ECG – Fabrycznie nowy przewód zbiorczy MULTIMED,
- Wymiary: 96 x 73 x 176 cm,
- Waga całkowita: 155 kg,
- **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość an finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

