



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG Profi Vacuklav 24 BL+ (Produkt nowy)

- Nowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2100 W,
- **Vacuklav 24 BL+** jest sterylizatorem parowym klasy B i należy do grupy urządzeń z podłączeniem wodociągowym. Podczas swojej pracy w nowoczesnym systemie jednokrotnego obiegu wody, chroni zarówno instrumenty jak i autoklaw,
- **Vacuklav 24BL+** można podłączyć bezpośrednio do demineralizatora np. **MELAdem 40** – pracuje wtedy w trybie automatycznym, lub do zewnętrznego zbiornika, który napełniono wcześniej wodą,
- **Programy:**
 - **Szybki program S:** 134°C, czas wyjaławiania: 3.5 min. / czas trwania: 20 min. / czas suszenia: 5 min.,
 - **Szybki program B:** 134°C, czas wyjaławiania: 5,5 min. / czas trwania: 32 min. / czas suszenia: 10 min.,
 - **Program uniwersalny:** 134°C, czas wyjaławiania: 5.5 min. / czas trwania: 35 min. / czas suszenia: 30 min.,
 - **Program ochronny:** 121°C, czas wyjaławiania: 20.5 min. / czas trwania: 48 min. / czas suszenia: 20 min.,
 - **Program prion:** 134°C, czas wyjaławiania: 20.5 min. / czas trwania: 50 min. / czas suszenia: 20 min.,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Stałe przyłączenie wodociągowe oraz kanalizacyjne,
 - Pojemność: 29 L,
 - Ładowność: 7 KG narzędzi / 2.5 KG tekstyliów,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 3 x tacka,
 - 1x stelaż na tacki,
 - 2.5 m – wąż przyłączeniowy do doprowadzenia wody,
 - Wąż odprowadzający wodę,
 - Uchwyt na tacki,
 - Mocowane uchwyty boczne do transportu autoklawu,
- Wymiary:
 - Komory: 60 x Ø25 cm,
 - Całkowite: 49.5 x 83.5 x 42.5 cm,
 - Wysuwanych tacek: 54 x 19 cm,
- Waga: 53 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **12-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **12-miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

