



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy OLYMPUS WM-NP1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Olympus WM-NP1** jest stabilnym i wytrzymałym wózkiem przystosowanym do przenoszenia endoskopów i delikatnych sprzętów medycznych,
- **Posiada:**
 - Górny blat o wymiarach: 47 x 38 cm,
 - Dolny blat o wymiarach: 47,5 x 56 cm,
 - 2 półki o wymiarach 40 x 54 cm z manualną regulacją wysokości (co 1,5 - 2 cm) za pomocą śrub imbusowych,
 - Uchwyty ułatwiające przesuwanie wózka,
 - Uchwyt na endoskopy z manualną regulacją wysokości w zakresie 86 cm,
 - Instalację elektryczną, 12 gniazd zasilających dla przewożonej aparatury medycznej,
- **Cechy produktu:**
 - Włącznik zasilania na froncie wózka,
 - Odpinana tylna ścianka wózka ułatwia zarządzanie przewodami,
 - Przewody zasilające estetycznie ukryte w panelach na bokach wózka,
 - Narożniki półek zabezpieczone ochronnymi nakładkami, a krawędzie nad kołami ogumieniem,
 - Mobilny na czterech kółkach o \varnothing 12 cm, w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 3 szt. przewód zasilający urządzenia,
 - Okablowanie:
 - VGA monitora,
 - SDTV: SYNC/B/R/G/COMP,
 - HDTV: SYNC/B/R/G,
 - MONITOR SVHS IN,
 - VCR SVHS:
 - IN,
 - OUT,
 - VCR RS-232,
 - DIGITAL CAPTURED SVHS IN,
 - VIDEO PRINTER OUT,
 - PHOTO: SYNC/B/R/G,
- Wymiary:
 - Ogólne: 67 x 66 x 133 cm,
- Waga: 87 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

