



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **MAGNETOTERAPIA MAS SPECIAL (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **MAS-Special** to cyfrowe urządzenie do terapii polem magnetycznym.
- Urządzenie zostało opracowane specjalnie do użytku domowego, przez terapeutów i lekarzy,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Czysta częstotliwość sinusoidalna sterowana kwarcem,
  - Sterowanie mikroprocesorowe,
  - Częstotliwość od 1 Hz do 9999 Hz (regulowana od 1 do 99 Hz w co jeden, od 100 do 9999 Hz regulowana co dziesięć),
  - Wysoka moc wyjściowa (50 W przy 10 Hz),
  - Siła regulowana co 1%,
  - 60 gotowych i dowolnie wybieranych programów,
  - Przejrzysty wyświetlacz ułatwiający użytkowanie,
  - Łatwa obsługa dzięki 16-częściowej klawiaturze,
  - Specjalne zamykane gniazdo do podłączenia maty i poduszki,
  - 10 cewek anatomicznie rozmieszczonych w macie,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Aplikator okrągły,
  - Mata aplikatora,
- Wymiary:
  - Maty: 45 x 65 x 15 cm,
  - Poduszki: ø 20 cm,
  - Urządzenia: 26 x 26 x 12 cm,
- Waga: 15 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

