



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Segment ginekologiczny z przystawką oraz misą FAMED ŻYWIEC SG 44.0 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Segment ginekologiczny z przystawką oraz misą FAMED ŻYWIEC SG 44.0** służy do przedłużenia segmentu siedzenia w stole,
- Składa się z materaca poliuretanowego,
- Konstrukcja wykonana z stali nierdzewnej z wykończeniem matowym,
- Obustronne szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Przystawka urologiczna z mocowaniem do segmentu z możliwością regulacji obrót poziomego w zakresie 270°,
- Możliwość obrotu misy w zakresie 360°,
- Misa o pojemności 4 l,
- **W zestawie:**
  - Przystawka urologiczna z mocowaniem oraz nowa misa na nieczystości,
- Wymiary:
  - Materaca: 50 x 33 x 5 cm,
  - Misy: 32.5 x 26.5 x 6.5 cm,
  - Całkowite segmentu: 54 x 47 x 12 cm,
- Waga: 6 kg,
- **Możliwość mocowania segmentu do stołów: SU-04, HYPERION,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

