



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-bronchoskop OLYMPUS BF-6C240 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Specyfikacja techniczna:
 - Pole widzenia: 120 °,
 - Kąt widzenia: przedni,
 - Kąty wygięcia:
 - Góra: 180 °,
 - Dół: 130 °,
 - Długość robocza: 55 cm,
 - Długość całkowita: 81 cm,
 - Średnica kanału roboczego: 6.0 mm,
 - Głębokość pola: 2-100 mm,
- Kompatybilny z PIGTAILEM: MH977,
- Kompatybilny z procesorem serii: 200/240/260,
- Wymiary całkowite osprzętu: 60 x 42 x 13 cm,
- Waga: 0.8 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

