



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżeczko noworodkowe OVO 2 (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji polskiej,
- Łóżeczko dla noworodków Famed OVO 2 pozwala na nieprzerwany kontakt matki i dziecka już od pierwszych chwil życia niemowlaka. Bliskość zapewnia kojec z przezroczystego tworzywa i niska podstawa, która umożliwia podjechanie pod łóżko szpitalne bardzo blisko matki. Regulacja wysokości zapewnia bezpieczne dostosowanie łóżeczka do aktualnej pozycji leża. Łóżeczko posiada opcję ustawienia kojca w pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga,
- Stelaż wykonany jest z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
- Kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°; regulacja wysokości kojca za pomocą siłownika gazowego (pedałem nożnym) w zakresie 925-1225 mm,
- Półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo:
 - Wymiary zew.: 760x480x925-1225 mm,
 - Wymiary wew. kojca: 660x410x220 mm,
 - Wymiary półki koszowej: 335x405x90 mm,
- **Wyposażenie:**
 - materacyk w kolorze białym, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, wodoszczelny,
 - półka koszowa metalowa na rzeczy osobiste, montowana na nodze łóżeczka.
- **Dane techniczne:**
 - Długość 814 mm,
 - Szerokość całkowita 476 mm,
 - Wysokość min. 925 mm,
 - Wysokość maks. 1225 mm,
 - Trendelenburg/anty-Trendelenburg 12°,
 - Maksymalne obciążenie: 10 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

