



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel do pobierania krwi UBM ST-02 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym,**
- Fotel przeznaczony jest do pobierania krwi, stanowi wyposażenie gabinetów lekarskich, przychodni, szpitali oraz laboratoriów. Wyposażony jest w dwa podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, na boki),
- Fotel posiada stabilną konstrukcję,
- Możliwość obustronnego siedzenia na fotelu poprzez dwustronną zmianę pozycji siedziska wraz z oparciem,
- Oparcia ramion regulowane w zakresie: 20 cm,
- Wymiary:
 - Siedziska oraz oparcia: 39 x 39 cm,
 - Oparcia ramion: 16 x 46 cm,
 - Całkowite: 74 x 71 x 86 cm,
- Waga: 16.5 KG,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

