



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny MAQUET ALPHAMAXX (Rekondukcjonowany (używany))**

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 10 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **MAQUET ALPHAMAXX** to stół operacyjny stworzony w ścisłej współpracy z fizjoterapeutami, chirurgami oraz personelem pielęgniarstwem. Upraszcza codzienną pracę na sali operacyjnej, wspomaga bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Można go łatwo modyfikować w zależności od potrzeb dowolnej dyscypliny chirurgicznej w zaledwie kilku szybkich krokach,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Regulowany w wielu płaszczyznach za pomocą pilota bezprzewodowego lub poprzez panel na kolumnie:**
  - Regulacja wysokości w zakresie: 60 – 105 cm,
  - Przesuw wzdłuż w zakresie: 22 cm,
  - Zerowanie - powrót do pozycji horyzontalnej blatu,
  - Flex i Reflex - zgięcie blatu w pół w obie strony,
  - Przechył boczny w prawą i lewą stronę w zakresie: 20°,
  - Przechył pionowy - pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga: 30°,
  - Regulacja części oparcia pleców: -40 / +80°,
  - Elektryczny hamulec,
- **Regulacja manualna:**
  - Zagłówek: -45 / +90°,
  - Sekcja nóg - góra/dół -90°/10°,
  - Sekcja nóg - odwodzenie boczne: 75°,
- **Specyfikacja:**
  - 5 segmentów,
  - Napęd elektrohydrauliczny,
  - Błat uniwersalny,
  - Przezierność X - RAY,
  - Obudowa podstawy wykonana z wytrzymałego tworzywa,
  - Wyposażony w szynę do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Stół przystosowany do ramienia C,
  - Mobilny, na podwójnych kółkach,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Pilot sterujący,
- **Możliwość doposażenia stołu za dodatkową opłatą w pozostałe akcesoria z naszej oferty, przykłady widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **Wymiary:**
  - Zagłówek: 50 x 30 x 6 cm,
  - Segment oparcia górnej części pleców: 52 x 24 x 6 cm,
  - Środkowy segment siedzisko- oparcia: 52 x 94 x 6 cm,
  - Segment nożny oparcia górnej części nóg: 24 x 12 x 6 cm,
  - Segment oparcia nóg: 24 x 64 x 6 cm,
  - Długość całkowita: 232 cm,
  - Szerokość całkowita: 57 cm,
  - Wymiary podstawy: 52 x 105 x 22 cm,
  - Maksymalny udźwig: 450 kg (pacjent + osprzęt),
- Waga: 340 kg,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

