



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny SCHMITZ MEDI-MATIC 115.505 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 230 V
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze granatowym - posiada ślady użytkowania (**zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranym przez klienta z naszego wzornika kolorów**),
- Schmitz Medi - Matic służy do badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych,
- **Cechy:**
 - Możliwość regulacji elektromechanicznej za pomocą włącznika nożnego,
 - Wysokość siedziska w zakresie 66 - 100 cm,
 - Kąt pochylenia:
 - Segment tylny w zakresie (- 15°) / 0° / 50°,
 - Siedzisko w zakresie 50°,
 - Możliwość rozłożenia fotela do pozycji leżącej,
- **Wyposażenie:**
 - Szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów,
 - Uchwyt na rolkę papieru o szerokości 51 cm,
 - 2x wbudowane pomocnicze gniazdo zasilania,
 - Wysuwana miska na odpady Ø 36 cm,
 - Wysuwany podnózek na nogi z możliwością podniesienia,
 - Nakolanniki typu Goepel regulowane w wielu wymiarach i mocowane do poręczy 2szt,
 - Uchwyty pacjenta mocowane przy poręczy 2szt,
 - Pilot nożny 3-funkcyjny,
 - Źródło światła HEINE Hk 6000 (z regulacją ostrości) + regulowana lampka operatora z mocowaniem do szyny,
 - Wysuwany stopień na nogi,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Załącznik nożny,
- Wymiary:
 - Segmentu pleców: 87 x 57 x 8 cm,
 - Siedziska: 55 x 32 x 8 cm,
 - Długość całkowita w pozycji leżącej: 140 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 173 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

