



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Strzykawka do podawania kontrastu MEDRAD MARK V PRO VIS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Medrad Mark V Pro Vis** jest strzykawką do podawania kontrastu do badań angiograficznych,
- Została zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze, począwszy od czytelności wyświetlacza i elementów sterujących aż po ergonomię i funkcjonalność iniektora oraz panelu sterowania,
- Zaprogramowany mikroprocesor pomaga chronić przed nadmiernym wzrostem wartości objętości, przepływu oraz ciśnienia,
- Stale aktualizowana objętość strzykawki,
- Możliwość obrotu panelu sterowania o 180°,
- Wyposażona w ogranicznik mechaniczny, który jest automatycznie ustawiany i blokowany w celu fizycznego ograniczenia iniekcji do wybranej objętości,
- Ustawiona pozycja jest weryfikowana przez diody LED umieszczone na głowicy wtryskiwacza,
- Możliwość zaprogramowania do czterech wartości przepływu,
- Łatwa integracja z dowolnym systemem obrazowania,
- Panel sterowania podzielony na sekcje dla sprawnego programowania strzykawki,
- Duże, bezpieczne uchwyty i zwrotne kółka ułatwiają manewrowanie urządzeniem,
- Jasny i czytelny panel sterowania jest łatwy w utrzymaniu w czystości dzięki foliowaniu,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość ładowania: 5 - 10 mL/s,
 - Prędkość przepływu:
 - Dla strzykawki 60 mL:
 - 0,3 - 10 mL/s lub mL/min lub mL/h, krok 0,1 mL,
 - 10 - 20 mL/s, krok 1 mL,
 - 10 - 59 mL/min lub mL/h, krok 1 mL,
 - Dla strzykawk 150 i 200 mL:
 - 0,3 - 10 mL/s lub mL/min lub mL/h, krok 0,1 mL,
 - 10 - 50 mL/s, krok 1 mL,
 - 10 - 59 mL/min lub mL/h, krok 1 mL,
 - Objętość: od 0,5 mL dla strzykawki 60 mL lub od 1 mL dla strzykawk 150 i 200 mL do maksymalnej objętości wybranej strzykawki, krok 0,1 mL,
 - Maksymalny programowalny limit ciśnienia: 7584 kPa dla jednostki mL/s,
 - Opóźnienie skanowania: 0 - 99,9 s, krok 0,1 s,
 - Czas wstrzyknięcia: 0 - 650 s,
 - Czas narastania/opadania natężenia przepływu: 0 - 9,9 s, krok 0,1 s,
 - Podgrzewanie strzykawki: 37° C,
- Obsługiwane strzykawki: 60, 150, 200 mL
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku francuskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przycisk operatora,
- Wymiary: 48 x 61 x 150 cm,
- Waga: 63.5 KG
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

