



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cyfrowy drenaż klatki piersiowej MEDELA THOPAZ PLUS (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej, (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany akumulator Li-Ion 12 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Thopaz** wyznacza nowe standardy w terapii drenażu klatki piersiowej. Ten kompaktowy system zapewnia uregulowanie podciśnienia bardzo blisko klatki piersiowej pacjenta, w oparciu o wielkość przecieku powietrza. Urządzenie monitoruje przeciek powietrza i dostarcza ssanie niezbędne do utrzymania podciśnienia, określonego i ustalonego przez lekarza prowadzącego. Cyfrowy wyświetlacz prezentuje obiektywne dane w czasie rzeczywistym oraz 24-godzinny wykres przecieku powietrza, co pozwala na łatwe monitorowanie postępów leczenia. Ustawienie i obsługa Thopaza są bardzo proste, a doskonale zaprojektowane akcesoria jeszcze zwiększają komfort tego lekkiego systemu,
- Bezpieczeństwo stosowania urządzenia Thopaz zapewniane jest przez alarmy, które ostrzegają personel szpitalny i wzywają do szybkiej interwencji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Thopaz stale monitoruje i reguluje podciśnienie w pobliżu klatki piersiowej pacjenta, rozwiązując typowe problemy doświadczane przy nieregulowanych systemach drenażu takie jak: powstawanie syfonów, zatkań lub załamień drenów. Możliwe jest również umieszczenie Thopaza na poziomie klatki piersiowej pacjenta.
- **Zalety:**
 - Nieograniczona mobilność pacjenta może sprzyjać szybszemu powrotowi do zdrowia,
 - Obiektywne pomiary w czasie rzeczywistym oraz dane pokazujące zmiany wielkości przecieku w czasie, dostarczają rzetelnych informacji, pozwalając w odpowiednim czasie podjąć decyzję o tym, kiedy usunąć dren,
 - Ciągły monitoring pacjenta zapewnia spokojną pracę,
 - Łatwe ustawienie i obsługa pomagają personelowi szpitala w ich codziennych obowiązkach,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wydajność: 5 L / min.,
 - Podciśnienie:
 - 10 kPa,
 - 75 mmHg,
 - 100 mbar/cmH₂O,
 - Tolerancja: +/- 15%,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Stacja dokująca,
 - Kanister do zbierania płynów: 800 ml,
 - 4 szt. - Dren pacjenta,
 - Fizyczna instrukcja obsługi,
- Wymiary: 25.5 x 9.5 x 23.3 cm,
- Waga: 1 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

